

Solução TISAB II

II

Solução TISAB II (Ajustador de Força Iônica Total), destinada à medição de fluoreto por eletrodo íon-seletivo (ISE de F⁻).

TISAB

NCM 3822.90.00



IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-STSB-II
Código anterior	HCS0082
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	TISAB
NCM	3822.90.00

COMPOSIÇÃO

Cloreto de sódio	7647-14-5 · 1 mol/L
Ácido acético	64-19-7
Acetato de sódio	127-09-3
CDTA	13291-61-7
Água deionizada	7732-18-5

APRESENTAÇÃO

Volumes	100, 500, 1000 mL
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	90 dias
Armazenamento	Ao abrigo da luz, 5 a 25 °C. Não congelar. Manter o frasco fechado.

SEGURANÇA (GHS)

Palavra de advertência	Atenção
Pictogramas	GHS07
Frases H	H319 - Provoca irritação ocular grave.

Resumo conforme ABNT NBR 14725 / GHS. Informação completa na **FDS** do produto.

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1